

# Used Products

DENTE - Perno radicolare - Ossido di zirconio - SpeedCEM Plus

**SpeedCEM Plus**

Il cemento composito autoadesivo, autoindurente con fotopolimerizzazione facoltativa



**OptraDam**

OptraDam Plus è una diga di gomma di forma anatomica per l'assoluto isolamento del campo operatorio



**Total Etch**

Total Etch è un gel mordenzante contenente acido ortofosforico al 37%



**Monobond Plus**

Monobond Plus è un primer monocomponente universale con tutti i materiali da restauro indiretti



**ExciTE F**

ExciTE® F è un adesivo fotoindurente, monocomponente, a rilascio di fluoruro, che si usa in combinazione con la tecnica Total Etch



**MultiCore**


Ricostruzione di monconi su denti vitali e non vitali



# Flowchart SpeedCEM Plus

DENTE - Perno radicolare - Ossido di zirconio - SpeedCEM Plus

## 1 Situazione iniziale




È indispensabile creare un campo operatorio assolutamente asciutto, preferibilmente con diga di gomma, per esempio **OptraDam**, o in alternativa con rulli salivari e aspirasaliva.

## 2 Messa in prova del perno radicolare




Messa in prova del perno radicolare. Definire la lunghezza del perno radicolare e se necessario accorciarlo extraoralmente con frese diamantate.

## 3 Pretrattamento del perno radicolare




Dopo la messa in prova detergere il perno con alcool o pretrattare secondo le indicazioni del produttore.

**4** Disinfezione del canale radicolare condizionato



Eseguire la disinfezione finale del canale radicolare, asciugare con punte di carta.

**5** Applicazione di SpeedCEM Plus




Umettare con **SpeedCEM Plus** miscelato il perno radicolare preparato secondo le indicazioni del produttore. In aggiunta SpeedCEM Plus può essere applicato direttamente nel canale radicolare utilizzando la punta Intra Canal Tip.

**6** Cementazione del perno radicolare




Inserire il perno radicolare e rimuovere le eccedenze.




Successivamente, fotopolimerizzare **SpeedCEM Plus** per 20 secondi. In questa fase, il perno viene tenuto in posizione con la lampada fotopolimerizzante. Nei perni radicolari opachi, che non si lasciano penetrare dalla luce, attendere il processo di autoindurimento.

## 7 Ricostruzione del moncone



Le superfici dentinali detese vengono mordenzate e successivamente ricoperte con agente adesivo (p.e **Excite F**, **Syntac**).



Riempire una cappetta per ricostruzione con il materiale di ricostruzione del moncone (p.es. **MultiCore Flow**). Quindi applicare una piccola quantità di materiale di ricostruzione direttamente sulla dentina condizionata. Inserire la cappetta sul moncone.



Per la polimerizzazione del materiale di ricostruzione del moncone attenersi alle indicazioni del produttore.

## 8 Preparazione circolare del moncone



Rimuovere la cappetta e preparare il moncone ricostruito con un disegno effetto ferula.