

# Используемые продукты

Зуб - корневой штифт - Керамика из оксида циркония - Multilink N

☐ **Multilink N**

Универсальный самоотверждающийся фиксирующий композит с возможностью светового отверждения



☐ **OptraDam**

Раббердам анатомической формы для абсолютной изоляции рабочего поля



☐ **N-Etch**

N-Etch протравливающий гель, содержащий 37% фосфорной кислоты



☐ **Monobond N**

Monobond N универсальный керамический праймер для подготовки любых реставрационных поверхностей



☐ **MultiCore**


Материал для восстановления культи витальных и девитальных зубов



# Схема Multilink N

Зуб - корневой штифт - Керамика из оксида циркония - Multilink N

## 1 Предоперационная ситуация




Необходимо обеспечить относительную изоляцию рабочего поля, предпочтительно при помощи **OptraDam** или, как вариант, при помощи впитывающих прокладок и слюноотсоса.

## 2 Примерка корневой штифта




После примерки корневой штифта. Если используются предварительно изготовленные штифты, определяется избыточная длина и штифт укорачивается экстраорально посредством вращающихся шлифовальных алмазных инструментов.

## 3 Корневой канал подготовлен




После примерки штифт очищается спиртом или подготавливается в соответствии с указаниями производителя.



**Monobond N** наносится на штифт при помощи кисточки или микробраша. Его оставляют для воздействия на 60 секунд. Затем распределяют сильной струей воздуха

#### 4 Обработанный корневой канал дезинфицируется




В итоге подготовленный корневой канал дезинфицируется и высушивается бумажными пинами.

#### 5 Нанесение Multilink N Primer A/B и Multilink N



Замешанный **Multilink N Primer A/B** вносится в корневой канал и на окклюзионную поверхность препарированного зуба при помощи тонкого микробраша (Vivadent Applicator Small) примерно на 15 секунд. Излишки удаляются из канала при помощи бумажных пинов.



Корневой штифт, подготовленный в соответствии с инструкциями производителя, покрывается замешанным **Multilink N**.


## 6 Корневой штифт установлен



Эндодонтический штифт установлен, излишки цемента вытесняются.




Цемент может быть распределен по всей подготовленной поверхности для максимального покрытия. Далее, **Multilink N** фотополимеризуется в течение 20 секунд. В это время штифт удерживается на месте полимеризационной лампой.



Опакующие материалы, или другими словами, не пропускающие свет, должны отверждаться самостоятельно. **Multilink N** служит в качестве бондингового агента для материала для восстановления культи.

## 7 Восстановление культи



Материалом для восстановления культи (например, **MultiCore Flow**) заполняется колпачок коронки. Далее небольшое количество материала для восстановления культи наносится непосредственно на Multilink N. Колпачок коронки устанавливается на подготовленный зуб.

Материал для восстановления культи полимеризуется в соответствии с указаниями производителя.

8 Восстановление культи производится в соответствии с дизайном феррула



Колпачок коронки удаляется и изготавливается культя в соответствии с дизайном бюгеля.